

KUNSTSTOFFTRICHTER



BESCHREIBUNG

Teqler Kunststofftrichter zum Befüllen von Gefäßen und Flaschen. Die Trichter verfügen über eine Aufhänge-Öse und sind in verschiedenen Größen erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Teqler Kunststofftrichter
- Aus transparentem Polypropylen
- Mit Aufhängeöse und Größenkennzeichnung
- Erhältlich in folgenden Größen: 50 mm, 75 mm, 100 mm
- 1 Stück

Ø Einfüllöffnung Auslauflänge Ø Auslauföffnung

ca. 50 mm	ca. 40 mm	ca. 6 mm
ca. 75 mm	ca. 60 mm	ca. 10 mm
ca. 100 mm	ca. 80 mm	ca. 14 mm

Übersicht

Artikelnummer:
T135863-T135865

Kategorie:
Laborbedarf

Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.



NetMed S.à.r.l.

8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg



+352 267149 09



+352 267149 19



info@netmed.lu

Social Media

