

LABORGLASFLASCHE | 250 ML



BESCHREIBUNG

Teqler Laborglasflasche aus temperatur- und chemikalienresistenten Borosilikatglas 3.3. Geeignet zur Aufbewahrung und zum Ansetzen von Lösungen und Gemischen in Praxis und Labor. Die Laborglasflasche wird mit Gießring und dicht schließendem Schraubverschluss geliefert.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Laborglasflasche
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Mit Gießring und Schraubverschluss
- Chemikalien- und Temperaturbeständig (bis 140°C)
- Mit DIN-Gewinde GL 45
- Gut ablesbare Skalierung
- Erhältlich in folgenden Größen: 100 ml, 250 ml, 500 ml
- 1 Stück

Übersicht

Artikelnummer:
T135849

Kategorie:
Laborbedarf

EAN Code:
4260547369282

Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

