

PETRISCHALE



BESCHREIBUNG

Die Petrischale besteht aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas und eignet sich daher ideal zum Einsatz im Labor. Die Glasschale und der übergreifende Deckel sind autoklavierbar und in verschiedenen Größen erhältlich.

PRODUKTDDETAILS

- Petrischale (transparent)
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Beständig gegenüber hohen Temperaturen und vielen Chemikalien
- Autoklavierbar
- Erhältlich in folgenden Größen: 60 mm, 75 mm, 100 mm
- Liefermenge: 1 Stück

Übersicht

Artikelnummer:
T135839-T135841

Kategorie:
Laborbedarf

Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.



NetMed S.à.r.l.

8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg



+352 267149 09



+352 267149 19



info@netmed.lu

Social Media

