

RETTUNGSDECKE



BESCHREIBUNG

Die Rettungsdecke ist mit einer silbernen und einer goldenen Seite ausgestattet und kann dadurch je nach Bedarf als Schutz vor Auskühlung oder als Hitzeschutz eingesetzt werden. Zum Schutz vor Kälte wird der Patient mit der silbernen Seite innenliegend eingewickelt. Als Hitzeschutz wird die Folie mit der silbernen Seite nach außen locker über den Patienten gelegt. Durch ihre geringe Größe und ihr geringes Gewicht lässt sich die Rettungsdecke ideal in jeder Notfalltasche und in jedem Notfallkoffer unterbringen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Aus temperaturbeständiger Folie
- Als Hitze- und Kälteschutz zu verwenden
- Reflektiert die Körperwärme
- Maße: 210 cm x 160 cm
- Maße (gefaltet): 12,5 cm x 8 cm x 1,8 cm
- Farbe: silber / gold
- Lieferumfang: 1 Stück

Übersicht

Artikelnummer:
T138113

Kategorie:
Notfallbedarf

EAN Code:
4260626262060

Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

