

SCHARFER LÖFFEL, 16,5 CM



BESCHREIBUNG

Der **Scharfe Löffel von Teqler** ist ein steriles Einweg-Instrument, das nach dem Gebrauch hygienisch entsorgt wird. Dank der beiden unterschiedlich geformten Funktionsköpfe lässt sich der Löffel zur Abtragung von Gewebe bei Wunden unterschiedlicher Größe und Form einsetzen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Scharfer Löffel zum Einmalgebrauch
- Doppelendig (unterschiedlich geformt)
- Länge: 16,5 cm
- Material: mattierter Stahl
- Mit Einweg-Symbol
- Mit Dokumentationsaufklebern
- Auf Anreich-Pappe fixiert
- 3 Jahre steril haltbar
- Einzeln steril verpackt
- Spenderkarton mit 20 sterilen Einmal-Löffel

Übersicht

Artikelnummer:
T710114

Kategorie:
**Klemmen | Halter |
Zangen**

EAN Code:
4260306770144

Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.

 NetMed S.à.r.l.
8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg

 +352 267149 09  +352 267149 19  info@netmed.lu

Social Media

