

SPLITTERPINZETTE NACH FEILCHENFELD 9 CM



BESCHREIBUNG

Teqler **Splitterpinzette nach Feilchenfeld** mit schmalen, spitz zulaufenden Enden zum sicheren Greifen kleinster Fremdkörper. Einweginstrument aus Stahl mit doppelter Einweg-Kennzeichnung, hochwertig verarbeitet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Pinzette mit besonders schmalen, spitz zulaufenden Maulflächen
- Einweginstrument aus Stahl, einzeln steril eingeschiegelt
- Mattiert zum Ausschluss von Reflektionen
- Doppelte Einweg-Kennzeichnung (Farbmarkierung und Einweg-Symbol)
- Lieferbar in 2 Längen (9 cm / 11 cm)
- Sterile Haltbarkeit: 3 Jahre
- Pro Sterilverpackung 2 abziehbare Barcode-Aukleber
- Im Inneren der Sterilverpackung ist die Splitterpinzette auf einer Pappe fixiert, durch die sie sich leicht zureichen lässt
- 1 Packung à 20 Stück

Übersicht

Artikelnummer:
T710111

Kategorie:
Pinzetten

EAN Code:
4260306770113

Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.



NetMed S.à.r.l.

8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg



+352 267149 09



+352 267149 19



info@netmed.lu

Social Media

