

SPRITZFLASCHE MIT WEISSEM SPRITZVERSCHLUSS | 250 ML



BESCHREIBUNG

Die Spritzflasche besteht aus einer semitransparenten Laborflasche mit einem weißem, aufschraubbaren Spritzverschluss aus stabilem Kunststoff. Durch die Verwendung von flexiblem Low-Density-Polyethylene (LDPE) lässt sich die Spritzflasche gut zusammendrücken und die Flüssigkeit optimal dosieren.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Spritzflasche mit weißem Spritzverschluss
- Material (Flasche): Thermoplast / LDPE (Low-Density-Polyethylene)
- Farbe (Flasche): semitransparent / milchig
- Material (Spritzdeckel): Kunststoff
- Farbe (Spritzdeckel): weiß
- Handlich und leicht zu quetschen
- Größe: 250 ml
- Liefermenge: 1 Stück

Übersicht

Artikelnummer:
T135860

Kategorie:
Laborbedarf

EAN Code:
4260547369398

Teqler ist eine Marke der NetMed S.à.r.l.



NetMed S.à.r.l.

8, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg



+352 267149 09



+352 267149 19



info@netmed.lu

Social Media

