

KERN YKB-01N

Thermodrucker

KERN



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 185×270×90 mm |
| Nettogewicht | 0,6 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,60 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,90 kg |
| Versandgewicht | 0,9 kg |

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|-------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Waage |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Bauform

| | |
|---------------------|---------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 125×110×70 mm |
|---------------------|---------------|

Funktionen

| | |
|----------------|--------------------|
| Schnittstellen | RS-232 serienmäßig |
|----------------|--------------------|

Energieversorgung

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
|-----------------------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 9 V, 3 A |
|--------------------------------------|----------|

| | |
|---------------------|-----------------|
| Steckernetzteil Art | Steckernetzteil |
|---------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------------|----------|
| mitgelieferte Stromversorgung | Netzteil |
|-------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO CH |
|--------------------------------------------------------|------------|

| | |
|-------------------------------------------------|------------|
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | EURO CH |
|-------------------------------------------------|------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] | 20 % |
|---------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------|------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 70 % |
|---------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | 0 °C |
|--------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 50 °C |
|--------------------------------|-------|

Verpackung & Versand

| | |
|------------|-----|
| Lieferzeit | 1 d |
|------------|-----|

