

Ein-Patienten-Staubbinde

NEU!

entwickelt zur effektiven Infektions-Prävention



- Patientenbezogene Mehrfachverwendung zum Schutz vor Kreuzkontamination
- Sehr weiches, latexfreies Material für einen erhöhten Patientenkomfort
- Intuitiv einfache Handhabung
- Eine Größe passend für Kleinstkinder und Erwachsene

Einfache Handhabung durch Einhandtechnik

Der TourniSTRETCH® wurde entwickelt, um eine effiziente Infektions-Prävention anzubieten. Hergestellt aus einem anpassungsfähigen Material, unterstützt es den Anwender mit einer starken, sicheren Elastizität für optimales Spannen während ein weiches, flexibles Gefühl für den Patienten erhalten bleibt. Das intuitive System beim Einfädeln der

Das **Scidell**®-Lösensystem bietet den Anwendern eine einfache Handhabung und unterstützt die Einhandtechnik bei der Blutentnahme.



Handhabung



TourniSTRETCH® um den Arm legen, Knopf zeigt nach oben



Staubbinde durch die
Schnalle ziehen und
entsprechend spannen



Das Ende der Staubbinde
über den Knopf ziehen,
um in Position zu sichern



Weitere Informationen
finden Sie unter
www.sarstedt.com/tournistretch

Bestellinformation

Bestell-Nummer	Bezeichnung	Verpackung
95.1008	TourniSTRETCH® Ein-Patienten-Staubbinde	25 Stk. / Beutel 500 Stk. / Karton

SARSTEDT AG & Co. KG
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon +49 22 93 305 - 0
Telefax +49 22 93 305 - 3450
Service 0800 (Deutschland)
Telefon (0800) 0 83 305 - 0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com