

UNICARE (GS003*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Puderfrei • blau • latexfrei • Chemikalienschutzhandschuh EN374 • unsteril • Lebensmittelecht

Spezifikationen:

Material: Nitril Puder:
Ungepudert Manschette:
Umbördelt Design:
Beidhändig Oberfläche:
mikrorau Oberfläche Farbe:
Blau Qualitätssicherung: PSA
– EN 374 CAT III - TypC, EN
388, EN 420; MPG – EN 455
Teil 1–4 EG-Standard
596/2009 EG-Standard
202/2014; EN ISO
9001:2008 EN ISO
13485:2012

Artikelnummer und Größe:

GS0031 | Extra Small
GS0032 | Small
GS0033 | Medium
GS0034 | Large
GS0035 | Extra Large

Verpackung:

100 Stück pro Box
10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Für weitere
Informationen
klicken Sie
bitte auf
das Bild



Prüfparameter

Prüfkriteriene	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaft en	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5

Maße

Art.-Nr.	GS0031	GS0032	GS0033	GS0034	GS0035
Größe	XS = 5–6	S = 6–7	M = 7–8	L = 8–9	XL = 9–10
Breite	75 ± 5	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	≥ 110 mm
Länge	mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 40mm zum umbördelten Rand)	0.06 ± 0.02
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.10 ± 0.03
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.11 ± 0.03

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (N)	min. 6.0	min. 6.0
Reißdehnung (%)	min. 500	min. 400
Elastizitätsmodul (MPa)	min. 14.0	min. 14.0

Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Type-Examination (Modul B) & Modul C2

SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2, Ireland.

(Notified Body 2777)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016 Permeationslevel	EN374-4:2013 Degradation %
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-78.9

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
Änderungen vorbehalten.



UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

• Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf-Spich
• +49 (0) 2241-9323-0
• unigloves@unigloves.de
• unigloves.de

