

ZVG-Art.-Nr. 12529-93

**UNISAN Hygieneschutz Einweg-Krankentransportunterlagen
aus weißem Tissue, beschichtet mit PE-Folie
und mit 20 PP-Fäden in Längsrichtung**

Maße: ca. 100 x 210 cm

Verp.: 100 Stück (4 x 25 Stück)

Die Einweg-Krankentransportunterlage, die aus einer wasserdichten Polyäthylen-Lage und einer saugstarken Tissue-Lage hergestellt wird, kann das Patientenbett sehr gut schützen oder als Krankentransportunterlagen zum Schutz vor Verschmutzungen genutzt werden. Die Krankentransportunterlage mit den eingearbeiteten Fäden ist sehr stabil.

Klassifizierung : Klasse I
Größe : 100 x 210cm
Material : 1 Lage PE-Folie und 1 Lage Tissue mit 20 Fäden,
ohne Wachsschicht an den Lagenrändern
Material des Fadens: Baumwolle und Dacron
Farbe : Weißes Tissue mit blauen Fäden
Gewicht : 29 g ± 2 g Tissue / 12 g ± 1 g PE-Folie
Verpackung:
25 Stück / Beutel, 4 Beutel / Karton / Kartonmaße: ca. 51 x 27 x 22,5 cm

EAN-Code: 4026899029171

05.12.2017