

ZVG-Art.-Nr. 12554-93

**UNISAN Standard Plus Einweg-Schutzunterlagen
ausweissem Tissue, beschichtet mit PE-Folie
und mit 48 PP-Fäden in Längsrichtung und Kartenschutz / Auslaufsperr
Maße: 80 x 210 cm
Verp.: 100 Stück (4 x 25 Stück)**

Die Einweg-Krankentransportunterlage, die aus einer wasserdichten Polyäthylen-Lage und einer saugstarken Tissue-Lage hergestellt wird, kann das Patientenbett sehr gut schützen oder als Krankentransportunterlagen zum Schutz vor Verschmutzungen genutzt werden. Diese Krankentransportunterlagen hat seitlich an der Unterlage eine Wachs-schicht und ist somit mit einem Auslaufschutz ausgerüstet. Die Krankentransport-unterlage mit den eingearbeiteten Fäden ist sehr stabil.

Klassifizierung	: Klasse I
Größe	: 80 x 210cm
Material	: 1 Lage PE-Folie und 1 Lage Tissue mit 20 Fäden,
	mit Wachsschicht an den Lagenrändern als
Auslaufschutz	
Material des Fadens:	Baumwolle und Dacron
Farbe	: Weißes Tissue mit blauen Fäden
Gewicht	: 24 g ± 2 g Tissue / 12 g ± 1 g PE-Folie
Verpackung:	
25 Stück / Beutel, 4 Beutel / Karton	/ Kartonmaße: ca. 41 x 28 x 22 cm

EAN-Code: 4026899029164

05.12.2017