

Classic (110*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Latex

Latex • gepudert • unsteril • weiß

Spezifikationen:

Material: Hochwertiges Naturlatex
Puder: Absorbierbare Maisstärke
Manschette: Umbördelt
Design: Beidhändig
Oberfläche: Glatt
Farbe: Weiß
Qualitätssicherung:
EN 455 Teil 1-4,
EN ISO 13485: 2016

Artikelnummer und Größe:

1101 | Extra Small
1102 | Small
1103 | Medium
1104 | Large
1105 | Extra Large

Verpackung:

100 Stück pro Box
10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf das Bild



Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitsstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf Fehler	G-1	2,5

Maße

Art.-Nr.	1101	1102 S	1103 M	1104 XL	1105
Größe	XS = 5-6	6-7	84 ± 3 mm	7-8	94 ± 3 mm
Breite	76 ± 3 mm	3 mm	≥ 3 mm	≥ 3 mm	≥ 3 mm
Länge	≥ 240 mm	240 mm	240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

Materialstärke

Messpunkte	Eine Lage (mm)
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.10 ± 0.02
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.11 ± 0.02

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißdehnung (%)	650	500
Elastizitätsmodul (MPa)	18	14

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.

