

# Expert Plus (12\*\*)

## OP-Einweghandschuhe aus Latex

Latex • Puderfrei • weiß • steril • Anatomische Passform

### Spezifikationen:

Material: Hochwertiges Naturlatex  
 Puder: Puderfrei (< 2 mg/Handschuh)  
 Proteingehalt: < 50 µg/g  
 Manschette: Umbördelt  
 Design: Anatomische Paßform  
 Oberfläche: Mikrogeraute Handfläche  
 Farbe: Weiß

### Artikelnummer und Größe:

1260 | 6.0  
 1265 | 6.5  
 1270 | 7.0  
 1275 | 7.5  
 1280 | 6.0  
 1285 | 6.5

### Verpackung:

50 Stück pro Box  
 6 Boxen pro Karton

### Klassifikation:

CE 0123



Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf das Bild 



### Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitestest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	1,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

### Maße

Art.-Nr.	1260	1265	1270	1275	1280	1285
Größe	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5
Breite	77 ± 5 mm	83 ± 5 mm	89 ± 5 mm	95 ± 5 mm	102 ± 6 mm	108 ± 6 mm
Länge	≥ 295 mm	≥ 295 mm				

### Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25 mm zum umbördelten Rand)	0,18 ± 0,02
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,22 ± 0,02
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,23 ± 0,02

### Physical Properties

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißdehnung (N)	min. 9.0	min. 9.0

### Qualitätssicherung

Erfüllen die Anforderungen von ASTM D 3577-91, EN 455 Teil 1-4  
 Hergestellt gemäß GMP und EN ISO 9001 und EN 13485 Qualitätssicherungssystemen

### Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.  
 Änderungen vorbehalten.



 TERANG NUSA Sdn. Bhd.  
 1 Jalan 8  
 Pengkalan Chepa 2 Industrial Zone  
 16100, Kota Bharu, MALAYSIA

EC REP

ULMA INTERNATIONAL GmbH  
 Pfaffenweg 35  
 89231 Neu-Ulm, Germany

MADE IN MALAYSIA