

Standard Plus (105*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Latex

Latex • Puderfrei • Naturfarbig • Chloriniert • Lebensmittelecht •
 Unsteril • Chemikalienschutzhandschuh EN 374 •
 Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien

Spezifikationen:

Material: Hochwertiges Naturlatex
 Puder: Ungepudert
 Proteingehalt: Enthält weniger als 50 µg/dm² extrahierbare Latexproteine
 Manschette: Umbördelt
 Design: Beidhändig
 Oberfläche: Mikrogeraute Fingerspitzen
 Farbe: Naturfarbig
 Qualitätssicherung: EN 374 CAT III - Typ B, EN 21420; EN 455 Teil 1-4; EN ISO 13485:2016


Artikelnummer und Größe:

1051 | Extra Small
 1052 | Small
 1053 | Medium
 1054 | Large
 1055 | Extra Large

Verpackung:

100 Stück pro Box
 10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf das Bild



Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

Maße

Art.-Nr.	1051	1052	1053	1054	1055
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	75 ± 5 mm	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	≥ 110 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	min. 0,08 mm

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißkraft im Median (N)	min. 6.0	min. 6.0

Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Baumusterprüfung (Modul B) & Modul C2

SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P Ireland
 (Notified Body 2777)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Permeationslevel	EN ISO 374-4:2019 Degradation %
Natriumhydroxid 40% (K)	4	-72.4
Schwefelsäure 96% (L)	1	92.9
Salpetersäure 65% (M)	1	20.9
Formaldehyd 37% (T)	6	-81.7
Wasserstoffperoxid 30% (P)	6	-64.1

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
 Änderungen vorbehalten.



UNIGLOVES GERMANY
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH

📍 Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf
 ☎ +49 (0) 2241-9323-0
 ✉ unigloves@unigloves.de
 🌐 unigloves.de

