

Welch Allyn Green Series™ 300

Allgemeine Untersuchungsleuchte



1 LED



Müheloser
Netzanschluss



Berührungsloses Ein-/
Ausschalten



Müheloser
Zusammenbau

WelchAllyn

Advancing Frontline Care™

Green Series™ medizinische Untersuchungsleuchten



Weißer, heller und besser für die Umwelt

Vorteile der GS 300 Allgemeinen Untersuchungsleuchte:

- Perfekte Kombination aus intensiver Lichtleistung und kühlem Betrieb in einem kompakten Design
- Erschwinglicher Preis und solide Leistung
- Geringerer Energieverbrauch
- Kein Austausch von Lampen



Lichtspezifikationen	Anzahl LEDs	1 weiße LED
	Farbtemperatur	5.500 K
	Lichtintensität bei Arbeitsabstand	20.000 Lux bei 30 cm (12 Zoll) 15.000 Lux bei 50 cm (20 Zoll)
	Spot-Größe bei Arbeitsabstand	16 cm bei 30 cm (12 Zoll) 15 cm bei 50 cm (20 Zoll)
Abmessungen	Reichweite Rollstativ	79 cm (30,1 Zoll)
	Reichweite Wand	79 cm (30,1 Zoll)
	Reichweite Decke	k. A.
	Höhenverstellung Leuchtkörper Decke	k. A.
	Leuchtkörper (Höhe / Breite / Tiefe)	19 / 9 / 8 cm (7,48 / 3,54 / 3,15 Zoll)
	Bedienelement (Höhe / Breite / Tiefe)	27,5 / 10,0 / 8,0 cm (10,83 / 3,94 / 3,15 Zoll)
	Rollstativ (Höhe / Durchmesser)	61 cm / 53 cm (24,02 Zoll / 20,87 Zoll)
	Gesamtgewicht Tisch-/Wandbefestigung	2,56 kg
	Gesamtgewicht Rollstativ	5,78 kg
Elektrik	Stromversorgung	Input: 100 - 240 V~ 50 Hz - 60 Hz, 0,35 A max.
	Netzkabel	#18 AWG, 3-adriges Netzkabel, 2,5 m (8 Fuß) lang
	Bedienfunktionen	Berührungslos Ein/Aus
Diverse Daten	Montageoptionen	Rollstativ, Tisch/Wand, Schiene
	Verlängerungsart	Flexarm
	Zubehöroptionen	k. A.
	Betriebszeit	50.000 Stunden
	Garantie	5 Jahre, beschränkt

IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN DEN FOLGENDEN UMGEBUNGEN:

- ERSTVERSORGUNGSEINRICHTUNGEN
- NOTAUFNAHMEN
- AMBULANZ
- DERMATOLOGIE

Hier bestellen!

VERFÜGBARE MONTAGEOPTIONEN:



Tisch-/Wandbefestigung



Rollstativ

Wenden Sie sich für eine Bestellung an die entsprechende Kundenservice-Abteilung.



www.welchallyn.com/greenseries

Welch Allyn Unternehmenszentrale
4341 State Street Road, P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, U.S.A.
Telefon: +1.315.685.4602
+1.800.535.6663
Fax: +1.315.685.0054

Europäischer Kundenservice von Welch Allyn: +353 46 90 67790
Australien: +61 29 638 3000
China: +86 21 6327 9631
Frankreich: +33 160 09 33 66
Frankreich (Kundenservice): +33 155 69 58 49
Deutschland: +49 6950 985 132
Spanien: +34 912 990 376
Japan: +81 3 3219 0071
Indien: +91 44 4353 5724

Lateinamerika (Standort Miami): +1 305 669 9003
Malaysia: +603 78753341
Niederlande: +31 202 061 360
Singapur: +65 6419 8100
Schweden: +46 042 33 02 20
Vereinigtes Königreich: +44 207 365 6780

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

