



# big ben®

Ganz genau, ein Leben lang.



BHS  
VALIDATION



## big ben® PRÄZISIONS - MESSTECHNIK

Riester Qualität mit lebenslanger Präzision.

Erhältlich als Tisch, Stand und Anästhesiemodell mit einer umfassenden Auswahl an verschiedenen Manschettengrößen ( Polstermanschetten oder desinfizierbare polsterlose Manschetten)

•Präzisions-Messtechnik (nahezu alterungs-freies und druckresistentes Messsystem

bis zu 600 mm/Hg)

- Großzügige Skalenabmessung (Ø 147,2 mm oder □ 145,5 mm) und kontrastreiche Skalen gestaltung zur optimalen Ablesbarkeit; Skala bis 300 mm Hg
- Geräumiger Korb an der Geräterückseite für Schläuche und Manschetten
- Latexball zum Aufpumpen der Manschette
- Verschleißfreies und fein regulierbares Luftablassventil
- Mikrofilter zum Schutz von Ablassventil und Messsystem
- Keine Nullpunktfixierung
- Maximale Fehlertoleranz: +/- 3 mm Hg



Präzisions-Messtechnik (nahezu alterungs-freies und druckresistentes Messsystem bis zu 600 mm/Hg)

## big ben® TISCH MODELL



Schlauchverschraubung verchromt zum schnellen Wechseln von Manschetten.



Spiralschlauch dehnbar bis zu 3 m.



Latexball mit Präzisionsablassventil.

Bestellnummern

Wickelmanschette Erwachsene

Hakenmanschette Erwachsene

Klettenmanschette Erwachsene

Klettenmanschette starke Arme

Klettenmanschette Kinder

Manometer allein,

mit Tischsockel, ohne Zubehör

Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen (Polstermanschetten oder desinfizierbare polsterlose Manschetten) und Zubehör erhältlich .

(bitte LF für latexfrei angeben)

rund Nr. 1451 rund Nr. 1452 quadratisch Nr. 1454

1453 rund Nr. 1453-123 quadratisch Nr. 1455

rund Nr. 1453-130 quadratisch Nr. 1456

Nr. 1453-100 quadratisch Nr. 1456-

123

1456-

100

1456-

100



big ben®  
TISCH MODELL



## big ben® WAND MODELL

### Bestellnummern

Wickelmanschette Erwachsene					
Hakenmanschette Erwachsene	rund	Nr. 1457	quadratisch	Nr. 1463	
Klettenmanschette Erwachsene	rund	Nr. 1458	quadratisch	Nr. 1464	
Klettenmanschette starke Arme	rund	Nr. 1459	quadratisch	Nr. 1465	
Klettenmanschette Kinder	rund	Nr. 1459-	quadratisch	Nr. 1465-	
Manometer allein,	rund	Nr. 123	quadratisch	Nr. 123	
mit Wandhalterung, ohne Zubehör	rund	Nr. 1459-	quadratisch	Nr. 1465-	
Zur Umrüstung zum Anästhesiemodell:		130		130	
Universalklemme zur Schienenbefestigung		1459-		1465-	
		100		100	
					Nr. 10384



Schwenkmechanismus an der Rückseite des Gerätes mit schwenkbarem Korb für Schläuche und Manschetten.



## big ben® ANÄSTHESIE MODELL

### Bestellnummern

Wickelmanschette Erwachsene					
Hakenmanschette Erwachsene	rund	Nr. 1486	quadratisch	Nr. 1493	
Klettenmanschette Erwachsene	1488	rund Nr. 1488-123	quadratisch	Nr. 1494	
Klettenmanschette starke Arme	rund	Nr. 1488-130	quadratisch	Nr. 1498	
Klettenmanschette Kinder		Nr. 1488-100	quadratisch	Nr. Nr. Nr. 1498-	
Manometer allein,				123	
mit Schienenhalterung, o. Zubehör				1498-	
Universalklemme zur Schienenbefestigung				130	
Zur Umrüstung zum Wandmodell:				1498-	
Wandhalterung 3-Loch, inkl. 3 Schrauben				100	
				10384	
				54663	



Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen (Polstermanschetten oder desinfizierbare polsterlose Manschetten) und Zubehör erhältlich .  
(bitte LF für latexfrei angeben)



Schnelles Befestigen an jeder gängigen Schiene mit der Universal klemme.

# big ben®

WAND -/ANÄSTHESIE MODELL

# big ben®

## STAND MODELL



big ben® Stand Modell mit Fahrfuss

- Höhe von 75 cm auf 120 cm verstellbar.
- Durchmesser 53 cm
- Stabiles Stativ aus Glasfaserkunststoff mit verchromter Stange
- Leichtgängige Laufrollen
- Geräumiger Korb an der Rückseite ( inklusive) sowie Korb für das Stativ

(optional zu bestellen) klein: L250 x B90 x H200 mm groß: L230 x B230 x H250 mm



### Bestellnummern

Wickelmanschette Erwachsene				
Hakenmanschette Erwachsene	rund Nr. 1466	quadratisch Nr. 1467		Nr. 1476
Klettenmanschette Erwachsene	1468	rund Nr. 1468-123	quadratisch Nr. 1468-124	Nr. 1477
Klettenmanschette starke Arme	rund Nr. 1468-130	quadratisch Nr. 1468-131		Nr. 1478
Klettenmanschette Kinder	Nr. 1468-500	quadratisch Nr. 1468-501		Nr. 1478-130
Manometer allein,				Nr. 123
o.Stativ, Klettenmansch. Erwachs.				Nr. 1478-130
Korb	groß	Nr. 10393	klein	Nr. 10392
				500

Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen (Polstermanschetten oder desinfizierbare polsterlose Manschetten) und Zubehör erhältlich .  
(bitte LF für latexfrei angeben)are available (quote LF for latex free)