

e-mega

precision meets efficiency

SphygmomanometerS



e-mega aneroid sphygmomanometer

State of the art aneroid palm style sphygmomanometer available as 1- and 2-tube version with disinfectable latex-free one-piece cuffs.

- **Fast inflation of the cuff due to new ergonomic spoon design**
 - **Lifelong precision due to almost non-aging precision movement, with specially tempered copper-beryllium diaphragm for pressure-loading capacity up to 600 mm hg**
 - **Disinfectable and washable one-piece cuffs in different sizes**
 - **Comfort - air release valve, wearfree, with fine adjustment**
- Large manometer scale (ø 63mm) and optimized scale and pointer design for better readability of values
 - High-polished manometer surface, easy to disinfect
 - Maximum error tolerance +/- 3 mm Hg
 - Microfilter protects air release valve and measuring system
 - Available as 1-tube and 2-tube model with plug-in connection
 - Completely latex-free version with polycarbonate casing
 - Delivery includes one-piece cuff and vinyl zipper bag
- | | | |
|---|---|--|
| • e-mega with disinfectable bladderless cuff for adults, 1-tube | ☐ white Art.-Nr.: 1370-150 | ☒ black Art.-Nr.: 1375-150 |
| • e-mega with disinfectable bladderless cuff for adults, 2-tube | ☐ white Art.-Nr.: 1371-151 | ☒ black Art.-Nr.: 1376-151 |



rudolf riester gmbh | P.O. Box 35 | Bruckstr. 31 | D - 72417 Jungingen | Germany
Tel.: (+49) +7477-9270-0 | Fax: (+49) +7477-9270-70 | info@riester.de | www.riester.de

SphygmomanometerS

e-mega aneroid-Blutdruckmessgerät

Modernes aneroides Blutdruckmessgerät mit desinfizierbaren polsterlosen Manschetten, erhältlich als 1-Schlauch und 2-Schlauch Ausführung.

- Schnelles Aufpumpen der Manschette durch optimiertes Löffeldesign
- Lebenslange Präzision durch nahezu alterungsfreies und druckresistentes Messsystem bis zu 600 mm/Hg

– Große Skala (Ø 63 mm) und optimiertes Skalen- und Zeigerdesign für gute Ablesbarkeit

– Hochglanzpolierte leicht zu desinfizierende Oberflächen

– Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mmHg

- mit desinfizierbarer polsterloser Manschette für Erwachsene, 1-Schlauch
- mit desinfizierbarer polsterloser Manschette für Erwachsene, 2-Schlauch

- Desinfizierbare und waschbare polsterlose Manschetten in verschiedenen Größen

- Präzises und verschleißfreies Komfort-Luftablassventil mit Feineinstellung

– Mikrofilter schützt Luftablassventil und Messsystem

– Erhältlich als 1-Schlauch und 2-Schlauch Ausführung mit Steckverbindung

– Komplett latexfreie Ausführung mit Gehäuse aus Polycarbonat

– Lieferung inkl. Manschette in einer Vinyl-Reißverschlusstasche

☐ weiß Art.-Nr.: 1370-150

☒ schwarz Art.-Nr.: 1375-150

☐ weiß Art.-Nr.: 1371-151

☒ schwarz Art.-Nr.: 1376-151

e-mega tensiometre anéroïde

Tensiometre anéroïde moderne avec brassards sans poche, stérilisable, disponible en version 1 ou 2 tubes.

- gonflage rapide du brassard grâce à sa poignée-cuillère optimisée
- précision à vie grâce à un système de mesure résistant aux pressions et non-vieillissant, avec membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg

– grand cadran (Ø 63 mm), système aiguille et graduation optimisé pour une bonne lisibilité

– surfaces poli miroir et facile à stériliser

– tolérance erreurs maximum de +/- 3 mm/Hg

- avec brassard sans poche stérilisable, pour adultes, 1 tube

- avec brassard sans poche stérilisable, pour adultes, 2 tubes

- brassard sans poche, désinfectable et lavable, plusieurs tailles disponibles

- Confort : valve de décompression sans usure, avec ajustement précis

– microfiltre qui protège la vanne de décompression et le système de mesure

– disponible en version 1 tube/2 tubes avec connecteur

– version complètement sans Latex avec boîtier en polycarbonate

– livraison cpl. avec brassard dans un étui vinyle à fermeture éclair

☐ blanc Réf.: 1370-150

☒ noir Réf.: 1375-150

☐ blanc Réf.: 1371-151

☒ noir Réf.: 1376-151

e-mega esfignomanómetro aneroide

Esfignomanómetro aneroide moderno con brazaletes desinfectable de una sola pieza, presentación: disponible de 1 tubo y de 2 tubos.

- Inflado rápido del brazaletes a través de su óptimo diseño de la cuchara
- Larga precisión y vida útil por ser casi libre de envejecimiento y por su sistema de medición resistente a la presión de hasta 600 mm/Hg

– Tamaño de la escala (Ø 63 mm) escala optimizada y diseño de la aguja para una buena lectura

– Acabado pulido para una ligera desinfección de superficies

– Máxima tolerancia de error +/- 3 mm/Hg

- con brazaletes desinfectable de una sola pieza para adultos 1- tubo

- con brazaletes desinfectable de una sola pieza para adultos 2- tubos

- Brazaletes desinfectable, lavable en diferentes tamaños

- Confort – Válvula de purga de aire con fino ajuste

– Microfiltro que protege la válvula de purga de aire y el sistema de medición

– Disponible con 1- y 2- tubos con conectores

– Presentación completamente libre de látex con coraza de policarbonato

– Se entrega incluyendo brazaletes en un bolso de vinil con cremallera

☐ blanco Art.-No.: 1370-150

☒ negro Art.-No.: 1375-150

☐ blanco Art.-No.: 1371-151

☒ negro Art.-No.: 1376-151

Sfigmomanometro aneroide e-mega

Sfigmomanometro aneroide moderno con bracciali senza camera d'aria disinfettabili. Disponibili sia ad un tubo che a due tubi.

- Gonfiaggio rapido dei bracciali grazie al disegno ottimizzato del cucchiaino
- Precisione permanente grazie al sistema di misurazione inalterabile nel tempo e resistente ad alte pressioni fino a 600 mm/Hg

– Manometro grande (Ø 63 mm) e disegno delle scale e lancette ottimizzato per una leggibilità maggiore

– Superfici lucidate per una disinfezione più semplice

– Tolleranza d'errore massima: +/- 3 mm/Hg

- con bracciale disinfettabile adulti senza camera d'aria per adulti, 1 tubo

- con bracciale disinfettabile adulti senza camera d'aria per adulti, 2 tubi

- Bracciali senza camera d'aria disinfettabili e lavabili, disponibili in diverse taglie

- Valvola di sfiato comfort con regolazione di precisione

– Con microfiltri per la protezione della valvola di sfiato e del sistema di misurazione

– Disponibili sia ad un tubo che a due tubi con attacco a innesto

– Strumento completamente latex free, con scocca in policarbonato

– Fornito completo di bracciale e una borsa in vinile

☐ bianco Cod. 1370-150

☒ nero Cod. 1375-150

☐ bianco Cod. 1371-151

☒ nero Cod. 1376-151

e-mega aneroidный тонометр

Современный прибор для измерения артериального давления с одинарным или двойным шлангами, в комплекте с дезинфицируемой однокомпонентной манжетой без латекса.

- Быстрое накачивание манжеты благодаря новому эргономичному дизайну рукоятки

- Дезинфицируемые, пригодные для стирки в машине при температуре 60 градусов С однокомпонентные манжеты

– Практичный дизайн шкалы прибора Ø 63 мм удобен в применении и

гарантирует прекрасную считываемость

– Глянцевое отполированное покрытие прибора легко чистить

– Максимальная допустимая погрешность прибора +/-3 мм р.с.

– Микрофильтр защищает спускной клапан и измерительную систему

– Доступны модели тонометра как с одним так и с двумя шлангами.

Легкая смена манжет - шланг легко одевается на конектор прибора.

- с дезинфицируемой манжетой для взрослых, 1 шланговый

- с дезинфицируемой манжетой для взрослых, 2 шланговый

- Медно - бериллиевая мембрана предохраняет тонометр от избыточного давления и гарантирует длительный срок службы прибора, выдерживает избыточное давление до 600 мм рт.ст.

- Неизнашивающийся прецизионный спускной клапан точной настройки

– Модель изготовлена без использования латекса в поликарбонатном

корпусе

– Поставляется в комплекте с однокомпонентной манжетой, в виниловой сумке на молнии

☐ белый № 1370-150

☒ черный № 1375-150

☐ белый № 1371-151

☒ черный № 1376-151