




i-view™ Video-Laryngoskop

Video-Laryngoskopie zu jeder Zeit, an jedem Ort



Airway Management • Airway Zubehör



Qualität, Innovation und Service





Wir stellen Ihnen das i-view™ Video-Laryngoskop vor

Einheitsgröße - Einmalgebrauch - Einfache Entsorgung

i-view ist das neue, vollständig entsorgbare Einweg-Video-Laryngoskop von Intersurgical. Mit diesem Produkt erhalten Sie die Möglichkeit, eine Video-Laryngoskopie durchzuführen, wann und wo immer Sie Ihren Patienten intubieren müssen.

Durch den eingearbeiteten Macintosh-Spatel kann i-view auch für die direkte Laryngoskopie verwendet werden, außerdem wirkt die Einführungs-technik dadurch vertrauter als bei Geräten mit hyperanguliertem Spatel. Das ergonomische Design sorgt für eine einfache Handhabung des i-view, während der integrierte LCD-Bildschirm eine optimale Sicht bei verschiedensten Lichtverhältnissen sicherstellt.



i-view bietet die Möglichkeit der Video-Laryngoskopie "zu jeder Zeit, an jedem Ort"

Dort wo die Verfügbarkeit eines Video-Laryngoskops wegen der Anschaffungskosten von wiederverwendbaren Geräten an mehreren Standorten eingeschränkt ist, bietet i-view eine kostengünstige Lösung, die alle Vorteile eines Video-Laryngoskops als Komplettlösung in einem vollständig entsorgbaren Produkt für den Einmalgebrauch vereint. Damit ist i-view ideal für folgende Einsatzgebiete:

- präklinischer Bereich
- Notfallmedizin
- Wiederbelebung
- Anästhesie
- schwierige Atemwege
- Intensivpflege



Intensivpflege



Präklinischer Bereich / Wiederbelebung



Schwierige Atemwege



Eigenschaften & Vorteile

Video-Laryngoskopie zu jeder Zeit, an jedem Ort

Einheitsgröße

keine Anschaffung mehrerer Größen
notwendig

Einmalgebrauch

reduziert das Risiko von Kreuzinfektionen
und eliminiert Kosten zur
Wiederaufbereitung

Einfache Entsorgung

vor der Entsorgung müssen keine
Einzelteile, wie zum Beispiel Batterien
entfernt werden

Integrierter LCD-Bildschirm

stellt eine optimale Sicht bei
schwierigen Lichtverhältnissen
sicher

Ergonomisches Design

für hohen Komfort und eine
instinktive Anwendung



Ein-/Ausschalter

i-view ist in Sekunden nach der
Entnahme aus der Verpackung
gebrauchsfertig

Kamera und LED-Licht

zur optimalen Visualisierung



Macintosh-Spatel

i-view kann sowohl für die direkte
als auch die Video-Laryngoskopie
verwendet werden



Video verfügbar unter: www.intersurgical.de





i-view wird im Karton zu 8 Stück geliefert. Jedes Gerät ist einzeln in einer speziell entwickelten Schutzhülle mit Plastikversiegelung verpackt, die sowohl einen sicheren Transport als auch eine optimale Lagerung des Gerätes garantiert. Die LOT-Nummer und das Haltbarkeitsdatum des Geräts befinden sich am oberen Rand über dem LCD-Bildschirm.



Artikelnummer	Produkt	VE
8008000	i-view Video-Laryngoskop	8

[Anfrage](#)www.intersurgical.de/info/iview

Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin
T: 02241-25690 F: 02241-2569222 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach
ISO 9001:2008,
ISO 13485:2003 and
ISO 14001:2015



IS6.15 • Issue 1 03.18