

STATIONSKITTEL

mit Strickbündchen



BESTELLINFORMATION

Best.-Nr.	Name	Größe	Farbe	VE
97498	Stationskittel	136 x 140 cm	dunkelgrün	100 Stück (10 x 10 Stk.)

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Polypropylen-Spinnvlies (ca. 24g/m²)

BESCHREIBUNG

- Latex-frei
- Unsteril
- Mit Strickbündchen an den Ärmeln
- Mit Taillen- und Halsverschlussband
- Extra lang für hohen Schutz vor Flüssigkeiten

SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) oder Kälte (unter 10°C) lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden

ANWENDUNGSBEREICH

- Für einfache Pflege- und Hygienebereiche
- Krankenhäuser
- Für Besucher

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
Waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	ja
Zolltarifnummer:	6210.1099
Haltbarkeit:	5 Jahre
Klassifizierung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	ja

KENNZEICHNUNG



 NINGBO SKYWAY IMP. & EXP. CO., LTD, 767 LIANGZHU RD, NINGBO, P.R. CHINA, ZIPCODE: 315000

EC REP PANAMEDICA Maciej Michalik, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 18/7, 15-025 Bialystok, Poland

Stand: 10-2020