

# ISOLATIONSKITTEL

## teil-laminiert



### BESTELLINFORMATION

| Best.-Nr. | Name             | Größe        | Farbe | VE                          |
|-----------|------------------|--------------|-------|-----------------------------|
| 97339*    | Isolationskittel | 139 x 139 cm | gelb  | 100 Stück<br>(10 x 10 Stk.) |

\*entspricht Lief.-Art.-Nr. SV140 gemäß Zertifizierung

### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Weiches PP-Vlies (22 g/m<sup>2</sup>)
- PE-Beschichtung an Ärmeln und Vorderseite (14 g/m<sup>2</sup>)
- Rückseite aus luftdurchlässigem Vliesstoff

### BESCHREIBUNG

- Mit Beschichtung an Ärmeln und Vorderseite
- Zertifizierte PSA der Kat. III nach Verordnung (EU) 2016/425
- Angewandte Norm:
  - EN ISO 14126/03 + AC/04
  - EN ISO 14605, Type 3-B + 4-B
  - EN ISO 13034, Type 6-B
- Mit Taillen- und Hals-Verschlussbändern
- Baumwoll-Strickbündchen an den Armen

### SPEZIELLE LAGERVORSCHRIFTEN

- First in - First out
- Trocken lagern
- Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) oder Kälte (unter 15°C) lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben
- Lagertoren und -türen vermeiden

### ANWENDUNGSBEREICH

- Für Pflege- und Hygienebereiche
- Krankenhäuser
- Isolationsbereiche

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Dehnung ca. (in %):              | entfällt     |
| Sterilisation:                   | unsteril     |
| Waschbar bis:                    | entfällt     |
| CE-Kennzeichnung:                | CE 2841      |
| Zolltarifnummer:                 | 6210.1099    |
| Haltbarkeit:                     | 3 Jahre      |
| Klassifizierung:                 | PSA Kat. III |
| Produkt zum einmaligen Gebrauch: | ja           |

Hersteller: Podima Medikal

### KENNZEICHNUNG



Stand: 04-2022

In Vertrieb durch:

**nordiska** 

Victoria Höhe 1 · D-51645 Gummersbach · Tel. +49(0)2261/9891-0 · Fax +49(0)2261/9891-111 · info@nordiska.de · www.nordiska.de