

BeeSana® feuchter Waschhandschuh

Feuchter Einmalwaschhandschuh / Wet disposable wash glove



Technische Informationen / technical information

| REF | Größe / Size | Gewicht / Weight | Farbe / Colour | PZN |
|---------|--------------|-----------------------------|----------------|----------|
| 8111062 | 150 x 230 mm | Ca 100 g/m ² ± 5 | Weiß / white | 18031248 |

Allgemeine Informationen / General information

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung / Product description | Feuchter Waschhandschuh, gebrauchsfertig, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Moist wash glove, ready to use, non-sterile, for single use only |
| Anwendung / Application | Gebrauchsfertiger feuchter Waschhandschuh für die schnelle und unkomplizierte tägliche Hautpflege & Reinigung ohne fließendes Wasser. Vor allem geeignet für bettlägerige, ältere, sowie pflegebedürftige Personen. Nur für den Einmalgebrauch. Verpackung nach Entnahme der Handschuhe sorgfältig verschließen, um ein Austrocknen zu verhindern. / Ready-to-use moist wash glove for quick and easy daily skin care & cleansing without running water. Particularly suitable for bedridden, elderly people and people in need of care. For single use only. Close the packaging carefully after removing the gloves to prevent them from drying out. |
| Inhaltsstoffe / Ingredients | Geprägter Spinnvliesstoff, weiß, 70% Polyester, 30% Viskose, ultraschallverschweißt / Embossed spunlace, white, 70% polyester, 30% Viscose, ultrasonic welding Wasser, Propylenglykol, Phenoxyethanol, Cocamidopropylbetain, Aloe barbadensis leaf extract, Extrakt aus der Blüte von Chamomilla recutita, Vitamin C, Polyaminopropyl-Biguanid, Methylisothiazolinon / Aqua, propylene glycol, phenoxyethanol, cocamidopropyl betaine, aloe barbadensis leaf extract, chamomilla recutita flower extract, vitamin c, polyaminopropyl biguanide, methylisothiazolinone |
| Haltbarkeit / Shelf life | 3 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 3 years (store cool and dry), protect from direct sunlight |
| Verpackung / Packaging | 8 Stück pro Packung; 24 Packungen pro Karton / 8 pcs per package; 24 packages per carton |



Regulatorische Informationen / regulatory information

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Kategorie / Category | Hygieneprodukt / Hygiene product |
|-------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Qualitätszertifikat / Quality certificates | EN ISO 13485:2016 |
|---|-------------------|

| | |
|-------------------|--|
| Hinweis / Note | Dieses Produkt darf nicht in der Toilette entsorgt werden / This product must not be disposed in the toilet |
|-------------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| Hinweis / Note | Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only |
|-------------------|---|



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.