

SUPRAMID

BLACK

SUPRAMID
BLACK

Typ	Gedrehtes und ummanteltes Multifilament
Zusammensetzung	Fadenseele aus Polyamid 6.6 und Mantel aus Polyamid 6
Farbe	Schwarz
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt.
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden

smi
www.sutures.be

SUPRAMID

BLACK

EIGENSCHAFTEN

Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar

Synthetisch

Gedrehter Fadenaufbau

Ummanteltes Multifilament

Biegsamkeit und Geschmeidigkeit

Luftdichte Verpackung

VORTEILE

Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt

Minimale Gewebereaktion

Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften

Hohe Flexibilität

Hohe Reißfestigkeit

Ausgezeichnete Knotensicherheit

Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeﬀekt,

Gewebezug und Trauma

Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit

Verminderte Kapillarwirkung

Gute Handhabungseigenschaften

Einfaches und sicheres Knotenp

Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

Anwendungsgebiete Adaptation von Weichteilen
und/oder Ligatur
besonders Hautverschluss

SUPRAMID
BLACK