

## Technisches Datenblatt

Kittel mit Strickbündchen | SMS

**HYGO**STAR

Art.Nr.: 27734

Basis-UDI: 40155440235HC

### Produktbild



### Produktbeschreibung

- Material: SMS (Polypropylen, Meltblown, Polypropylen), super soft
- sehr atmungsaktiv, wasserabweisend
- angenehmer Tragekomfort
- Bündchen am Arm, Bindebänder hinten
- sterilisierbar
- Einzelverpackung
- Einsatzbereiche: medizinische Bereiche, Krankenhaus, Pflege- und Altenheime

### Einsatzbereich

- für medizinische Bereiche, Krankenhaus, Pflege- und Altenheime

### Spezifikation

Farbe	blau
Größe	L
Länge	125cm
Umfang	150cm

### Klassifizierung

Produktbezogene Normen



## Technisches Datenblatt

Kittel mit Strickbündchen | SMS

**HYGO STAR**

Art.Nr.: 27734

Basis-UDI: 40155440235HC

### Produkteigenschaften

Eigenschaften	luftdurchlässig
Eigenschaften	feuchtigkeitsabweisend
Material	SMS

### Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	1 Stück
Mengen Außenkarton	50 Stück
Menge CCG1-Palette	600 Stück
Menge Voll-Palette	1.400 Stück
LxBxH Außenkarton in cm	52,0 x 31,0 x 29,5
Volumen Außenkarton in m³	0.047554
Gewicht Außenkarton in gr.	5.055

### Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	6210109800
Herkunftsland	CN
EAN Code Außenkarton	4015544977349
EAN Code Innenverpackung	4015544277340

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.