

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – med

Produktdaten:

Product Specification:

Beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertiges, weißes, elastisches Wundpflaster aus Vlies (100% Polyester).
Besonders hautfreundlich und für sensible Haut geeignet.
Ready for use skin elastic adhesive plaster made of non-woven fabric (100% Polyester).
Especially skin friendly and suitable for sensitive skin.

Bemerkungen:

Remarks:

Für den alltäglichen Gebrauch bei kleineren Verletzungen.
For daily use for minor injuries.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – med, unsteril, in Box/non sterile, in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Wundschnellverband/ Wound dressing	4 cm x 5 m	weiß/white	1 Stk./pcs.	77370	4046153028245	4002964	60
Wundschnellverband/ Wound dressing	6 cm x 5 m	weiß/white	1 Stk./pcs.	77380	4046153028269	4002970	42
Wundschnellverband/ Wound dressing	8 cm x 5 m	weiß/white	1 Stk./pcs.	77390	4046153028283	4003001	36

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Trägermaterial: Vliesstoff (100% polyester)

Backing material: Non-woven fabric (100% polyester)

Wundauflage: Viskose & PE

Wound dressing: Viscose & PE

Kleber: Polyacrylat-Kleber

Adhesive: Polyacrylate-adhesive

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de