

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – plast Classic

Produktdaten:

Product Specification:

Beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertiges, hautfarbenes, starres Wundpflaster mit hervorragender Klebekraft durch Taftgewebe mit Zinkoxidkleber. Luftdurchlässig und weich.
Ready for use skin-coloured, non-elastic adhesive plaster with excellent glue strength due to taffeta fabric with zinc oxide adhesive. Breathable and soft.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Abdeckung von kleineren Verletzungen.
For external covering of smaller injuries.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – plast Classic, unsteril, in Box/non sterile, in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Wundschnellverband/ Wound dressing	4 cm x 5 m	hautfarben/ skin-colored	1 Stk./pcs.	77310	4046153028122	4002846	60
Wundschnellverband/ Wound dressing	6 cm x 5 m	hautfarben/ skin-colored	1 Stk./pcs.	77320	4046153028146	4002852	42
Wundschnellverband/ Wound dressing	8 cm x 5 m	hautfarben/ skin-colored	1 Stk./pcs.	77330	4046153028160	4002875	36

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Trägermaterial: Taftgewebe

Backing material: Taffeta

Wundauflage: Viskose & PE

Wound dressing: Viscose & PE

Kleber: Zinkoxidkleber

Adhesive: Zinc oxide adhesive

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de