

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – VW gerollt

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Verbandwatte gerollt, aus Baumwolle, sauerstoffgebleicht ohne Chlor.

Ready to use absorbent cotton wool, rolled, made of cotton, oxygen-bleached without chlorine.

Bemerkungen:

Remarks:

Dient als Saug- und Polstermaterial in Medizin und Hygiene.

Serves as padding and absorbent material in medicine and hygiene.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – VW gerollt, unsteril, im Polybeutel/non-sterile, in a polybag

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Länge/ Length	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/ VE
mit Papierzwischenlage/ with paper layer	500 g, 20 cm breit	5,0 m	1 Rolle/1 roll	72310	4046153022021	02072943	24
mit Papierzwischenlage/ with paper layer	1.000 g, 40 cm breit	5,7 m	1 Rolle/1 roll	72320	4046153022069	02072966	12
ohne Papierzwischenlage/ without paper layer	250 g, 10 cm breit	3,9 m	1 Rolle/1 roll	72301	4046153021963	00823517	48
ohne Papierzwischenlage/ without paper layer	500 g, 20 cm breit	5,0 m	1 Rolle/1 roll	72311	4046153022045	00823523	24
ohne Papierzwischenlage/ without paper layer	1.000 g, 40 cm breit	5,7 m	1 Rolle/1 roll	72321	4046153022083	00823546	12

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG / MDA, Directive 93/42/EEC

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

100% Baumwolle / 100% cotton

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de