Entsorgung

RÖNTGENSCHÜRZE ENTSORGEN?




SPRECHEN SIE UNS AN

info@medical-index.de

RICHTIG ENTSORGEN

WOHIN MIT MEINEM ALTEN RÖNTGENSCHUTZ?





WANN ENTSORGEN ?

Gemäß DIN 6857-2 ist die Funktionsfähigkeit des Strahlenschutzes regelmäßig zu prüfen. Sollte das Strahlenschutzmaterial Defekte, wie z. B. Risse aufweisen, kann dies die effektive Schutzwirkung massiv herabsetzen und gesundheitsschädigend wirken. Auch Materialermüdung oder aus hygienischen Gründen, kann ein rechtzeitiger Austausch des Artikels ratsam sein.

RICHTIG ENTSORGT

Röntgenartikel dürfen augrund des Bleigehalts in keinem Fall dem Restmüll oder Altmetallen zugeführt werden.



VON UND ZUM HERSTELLER

Senden Sie Ihre ausgemusterten Röntgenschutz-Artikel kostengünstig dorthin wo sie produziert werden. Wir kümmern uns gemeinsam mit Entsorgern um die stoffliche Verwertung.