

PRIMEDIC
Saves Life. Everywhere.

METRAX GmbH
Rheinwaldstr. 22
D-78628 Rottweil
Deutschland

Tel.: +49 741 257-0
Fax: +49 741 257-235
www.primedic.com
info@primedic.com

relase date 05/2023 I 24357 I DE I A CE 0123

PRIMEDIC
Saves Life. Everywhere.

HeartSave Y | YA

DIE NÄCHSTE GENERATION
DER **HEART**SAVE SERIE



DESIGNED & DEVELOPED IN GERMANY

PRIMEDIC
Saves Life. Everywhere.

Die nächste Generation der **Heart**Save Serie



Intelligente Technologie



Täglicher Selbsttest

HeartSave **Y I YA - Die nächste Generation der Heart**Save **Serie**

Eine intuitive und sichere Bedienung, fortschrittliche Technologie und absolute Zuverlässigkeit auch unter den extremsten Bedingungen - das sind nur einige der Merkmale, die unsere **Heart**Save-Serie seit jeher auszeichnen.

Dank einer noch schnelleren Defibrillations-Bereitschaft, automatischer Anpassung an die Umgebungslautstärke und einer intelligenter Interaktion mit dem Ersthelfer setzen wir diese Tradition mit dem **Heart**Save **Y I YA** nun weiter fort.

Einfach und zuverlässig

Um jederzeit zuverlässig zur Verfügung zu stehen, führen die Geräte der **Heart**Save **Y**-Serie einen umfangreichen täglichen Selbsttest durch. Hierbei werden der AED, die verbleibende Batteriekapazität, sowie die Elektroden geprüft.

Die Funktionsbereitschaft des **Heart**Save **Y I YA** wird Ihnen permanent - auch bei leerer oder fehlender Batterie - durch ein gut sichtbares 'OK' bzw. 'X' am Gerät angezeigt.

Somit können Sie stets mit einem Blick erkennen, dass Ihr **Heart**Save **Y I YA** im Notfall sicher einsatzbereit ist.





Integriertes Notfallset

Unterstützend und schützend

Zum Schutz des Ersthelfers und zur Unterstützung bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen ist der **Heart**Save **Y I YA** mit einem umfangreichen Notfallset ausgerüstet, welches sich gut geschützt und leicht zugänglich auf der Rückseite des AED befindet.

Das Notfallset enthält:

- Kleiderschere
- Einwegrasierer
- Notfall-Beatmungstuch
- Einweghandschuhe

BIPHASISCHE DEFIBRILLATION

Automatisch eskalierende Energiestufen bis 360 J für verbesserte Wirksamkeit

IP55 STANDARD

Zum zuverlässigen Schutz des AED gegen Staub und Wasser

ADAPTIVE LAUTSTÄRKEANPASSUNG

Automatische Lautstärkeanpassung der Sprachanweisungen an die jeweilige Umgebung

6 JAHRE GARANTIE

Wir kennen die Zuverlässigkeit unserer AEDs und gewähren ab Werk 6 Jahre Garantie

ERWEITERTER SELBSTTEST

Überwachung von AED und Bereitschaft der Elektroden durch intelligentes Steckersystem

EINHEITLICHE ELEKTRODEN

Die Elektroden des **Heart**Save **Y I YA** sind sowohl für Kinder und Erwachsene geeignet

FLEXIBLES BEDIENKONZEPT

Halbautomatisierte oder vollautomatisierte Bedienung - passend zu Ihren Anforderungen

MEHRSPRACHIGKEIT

Wechseln Sie per Tastendruck die Anweisungen des **Heart**Save **Y I YA** zwischen bis zu 4 Sprachen