


MED/LABO/LABEX-288/ BL-300 mit Rollen ab SN 25960

Maßangaben







Bei Einbau beachten:

Luftdurchgang oben:

ohne KM-Ventilator: mind. 350 cm^2

mit KM-Ventilator: mind. 200 cm^2

Luftdurchgang am Boden zwischen den Stellfüßen darf nicht verdeckt werden.

Die mit ▭ umrandeten Maße geben die nutzbare Breite / Tiefe / Höhe an.

Zeichng.Nr.: 280-085-0