LIQUIBAND® TECHNOLOGY

LiquiBand® Optima

Der schnelle, präzise und kontrollierte topische Wundverschluss





VORTEILE DES PRODUKTS

BUTYL-CYANOACRYLAT-BASIERTE FORMEL

- Starker und sicherer Wundverschluss
- Schnelles Trocknen in 10 Sekunden
- Kontrolliertes Auftragen des Hautklebers
- Niedrige Viskosität für präzise Versorgung

EINZIGARTIGER APPLIKATOR

- Einfache und sichere Aktivierung mit dem Flügelapplikator
- Kontrolle der vorhandenen Klebermenge mit der Füllstandsanzeige Visidome
- Vormontierter gebrauchsfertiger Applikator

EFFEKTIVER WUNDVERSCHLUSS AUF DER KOPFHAUT

- Sicherer, wirksamer und schneller Wundverschluss bei Kopfhautschnittwunden*
- Flow Control Präzisionsspitze für Bereiche mit dichtem Haarwuchs

MEHR VORTEILE FÜR DIE PATIENTEN

- Hervorragendes postoperatives ästhetisches Ergebnis
- Geringe exotherme Reaktion

Größen und Codes

Produkt	Größe	Menge pro Box	REF	PZN
LiquiBand® Optima	0,5g	10	OPT 001	12409562
LiquiBand® Optima	0,35g	10	OPT 002	12409467

**Bei der Anwendung in Bereichen mit dichtem Eigenhaar vorsichtig anwenden, da die Haarfollikel bei übermäßigem Auftragen geschädigt werden können.*

RESORBA Medical GmbH, Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Deutschland
Tel. +49 9128 / 91 15 0 **Fax.** +49 9128 / 91 15 91 **E-mail** info@liquiband.com **Website** liquiband.com

IRM 06 0285
© 2018. LiquiBand ist ein eingetragenes Markenzeichen von Advanced Medical Solutions Ltd.