

UNTERSUCHUNGSLEUCHTE EMALED® 200W




Die für die Wandmontage vorgesehene Untersuchungsleuchte EMALED 200W zeichnet sich durch hohe Beweglichkeit und gute Positionierung des Leuchtenkörpers aus und sorgt somit für optimales Licht im Behandlungsraum. Sie kann sowohl über einer Liege, als auch über einen Behandlungsstuhl eingesetzt werden.



TECHNISCHE DATEN

Beleuchtungsstärke (auf 1 m)	50.000 lx
Beleuchtungsintensität	30 - 100 %
Durchmesser des Leuchtfeldes D10	140 mm
Arbeitsabstand	70 – 140 cm
Farbtemperatur	4.500 K
Farbwiedergabeindex	95 Ra
Lebensdauer der LEDs	50.000 Std.
Durchmesser des Leuchtenkörpers	240 mm
Anzahl der LEDs	7
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme	10 VA
Gewicht des Leuchtenkörpers	1,0 kg
Gesamtgewicht der Leuchte	10 kg

- Natürliche Farbwiedergabe
- Kaum wahrnehmbare Erwärmung der Leuchte
- Keine beweglichen Teile im Leuchtenkörper - geringer Wartungsaufwand
- 3-stufigen Helligkeitsregulierung
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse des Leuchtenkörpers
- 2 abnehm- und sterilisierbare Handgriffe (zusätzliche Handgriffe können nachbestellt werden)



EMA-LED GmbH • Ottostraße 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de